



Уверенное подтверждение в реальном времени

Стандартизация медицинской
помощи посредством
сканирования шейки матки
высокого качества





DYSIS.
Первоклассный
кольпоскоп.
Первоклассная
помощь.

Принятие решения может быть очень сложным

- Кольпоскопия – нестандартизированная процедура
- Сложный выбор правильного места для взятия биопсии
- Трудный мониторинг изменений

Неопределенный результат может привести к:

- Развитию болезни
- Повторному посещению
- Повышению стоимости лечения
- Беспокойству пациента

DYSIS, подтверждающие инновации


- Повторяемые результаты – меньше субъективность
- Стандартизированная кольпоскопия
- Объективная оценка эффекта ацетоотбеливания отображена на карте DYSIS
- Карта DYSIS:
 - > Упрощает выбор области биопсии
 - > Значительно увеличивает чувствительность к CIN2+
 - > Для построения карты используется спектральная визуализация, которая помогает в клинической оценке шейки матки
- Полное документирование
 - > Запись обследования помогает эффективной мультидисциплинарной оценке и последующему наблюдению




Кольпоскопия DYSIS

Карта DYSIS™


DYSIS дополняет обычную практику, помогая клиницистам в правильной первичной оценке, особенно при слабовыраженных нарушениях



Смотри.
Оценивай.
Стандартизируй.



Эффект ацетоотбеливания




Стандартная
кольпоскопи-
ческая оценка

- Эргономичный дизайн
- Цифровая запись HD
- Интуитивный сенсорный интерфейс
- Управление одной рукой
- Полная встроенная база данных пациентов
- Широкая линейка необходимых принадлежностей
- Интеграция с медицинскими системами архивирования

Качественная и экономически выгодная ПОМОЩЬ.

- Уменьшает беспокойство и повышает информативность пациента
- Особенно эффективен при слабовыраженных нарушениях
- Повышенная чувствительность по сравнению с обычным кольпоскопом
- Уменьшает количество повторных визитов
- Улучшает производительность и снижает затраты



Официальный дистрибьютор
Тел./факс +7 (495) 921 - 30 - 88
info@mpamed.ru
www.mpamed.ru

// DYSIS является клинически и экономически более эффективным выбором в сравнении со стандартной кольпоскопией при обследовании шейки матки, и должен рассматриваться в планах закупки кольпоскопического оборудования //

Независимый комитет по диагностике NICE
(Национальный Институт здоровья и клинического совершенствования, Великобритания).

Чувствительность к CIN2+

55% Обычная кольпоскопия

88% Кольпоскопия DYSIS

Louwers et al, BJOG 2011

Клиническое подтверждение

DYSIS получил оценку в международных мультицентровых клинических исследованиях, результаты опубликованы в сравнительных статьях.

- Карта цервикального ацетоотбеливания DYSIS чувствительна к CIN2+
- Интеграция карты DYSIS в кольпоскопию и ее комбинация со всеми другими критериями значительно улучшила чувствительность в определении CIN2+
- Чувствительность к CIN2+ у пациентов с HPV16 значительно выше при использовании карты DYSIS
- DYSIS помогает определять более мелкие поражения, которые при обычной кольпоскопии могут быть упущены

Soutter et al, Clinical Cancer Research 2009, 15:1814-1820; Louwers et al, BJOG 2011, 118(3):309-318; Zaai et al, BJOG 2012, 119(5):537-544