



федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России)



117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86, тел: 8 (499) 120-65-10; факс: 8 (495) 334-79-24,
mailbox@rncrr.ru, https://www.rncrr.ru

«25» 01 2022 г. №
на № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование медицинского изделия:

«Уродинамическая система Triton с принадлежностями, производства канадской компании Laborie Medical Technologies Canada ULC («Лабори Медикал Технолоджи Канада ЮЭлСи»), Канада (ПУ ФСЗ 2010/06834 от 14.08.2017)

«Уродинамическая система Triton с принадлежностями» - это компьютеризированный, беспроводной, уродинамический аппаратный комплекс, для диагностики нарушений мочеиспускания. Диагностируемые нарушения мочеиспускания относятся к области урологии, детской урологии, урогинекологии, гинекологии и нейроурологии: недержание мочи нейрогенной природы; недержание мочи при напряжении (стрессовое недержание мочи); гиперактивный мочевой пузырь или ургентное недержание мочи; хроническая задержка мочи при неврологических заболеваниях; дисфункции тазового дна различного генеза; первичная атония и гипотония мочевого пузыря; атония и гипотония мочевого пузыря на фоне инфравезикальной функциональной или органической обструкции.

Уродинамическая система Triton с принадлежностями позволяет детализировать функциональное состояние нижних мочевыводящих путей и получить дополнительную объективную информацию для принятия корректной тактики лечения пациента различных возрастных групп, в том числе и детей. Laborie Triton обеспечивает полный спектр таких уродинамических исследований как: урофлоуметрия, цистометрия наполнения, профилометрия, исследование давление/поток, электромиография мышц промежности, построение диагностических номограмм, построение кривых Эберхарда и расчет стрессового профиля уретры, видеоуродинамика. Преимуществом данного аппарата является использование «воздушных» катетеров, что значительно уменьшает время выполнения манипуляции и упрощает ее. Также, применение нового типа катетеров позволяет получать более точные данные измерения уродинамических параметров на всех этапах исследования, к минимуму сведен риск получения артефактов во время процедуры.

«Уродинамическая система Triton с принадлежностями, производства канадской компании Laborie Medical Technologies Canada ULC («Лабори Медикал Технолоджи Канада ЮЭлСи»), Канада (ПУ ФСЗ 2010/06834 от 14.08.2017) хорошо зарекомендовала себя в амбулаторной и стационарной практике, позволив выполнить более 340 уродинамических исследований за прошедший год

Врач клиники комплексных
методов обследования и лечения
гинекологических и
урологических заболеваний, к.м.н.



Салюкова Ю.Р.