


МЕДИН-ЭЛПИС / МЕДИН-ЭЛПИС-01

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ



- Удобная и маневренная тележка с педальным гидроприводом регулировки высоты и продольных наклонов
- Управление тележкой доступно с обеих сторон
- Рентгенопрозрачная панель с туннелем для введения рентген кассет
- Размеры съемного матраса 1950x640x80 мм



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Механизм фиксации направления движения



Подголовник



Держатель перекладчика пациента



Держатель рентгеновской кассеты



Ремень для фиксации туловища



Столик для инъекций



Планка боковая



Корзина сетчатая