

МЕДИН-САФИС 03
СТОЛ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЙ

- Стол может использоваться для проведения дистанционной брахитерапии и иных видов лучевой терапии, дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ)
- Стол с электромеханической регулировкой

Антипролежневый матрас
из вязкоэластичного материала,
с эффектом памяти и
антистатическим
покрытием



Применяется совместно с комплектами КПП:



МЕДИН-САФИС 03
СТОЛ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЙ



- Программируемые положения панели
- Двухскоростной режим продольного и поперечного сдвигов
- Продуманное основание стола с фиксируемыми опорами



Пульт управления основной (с джойстиком)




Пульт управления вспомогательный

МЕДИН-САФИС 03

СТОЛ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЙ



ФУНКЦИИ	МЕДИН-САФИС 03
Изменение высоты панели	
Боковые наклоны панели	
Продольные наклоны панели	
Продольный сдвиг панели	
Поперечный сдвиг панели	
Возврат панели в «нулевое положение»	
Наклоны спинной секции	
Перевод стола в зафиксированное положение	



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




Секция ножная



Хирургические держатели ног



Емкость с боковым держателем



Столик инструментальный



Траверса поперечная для монтажа приспособлений



Ограждение для рук



Комплект для расширения панели



Траверса с подголовником



Удлинитель боковой планки стола