

ПТ, ПСК

ПОДСТАВКИ МЕДИЦИНСКИЕ



- Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали



ПТ-1

Подставка
медицинская
для тазов

С одним тазом
объемом 9 л,
основание Ø500 мм
Высота 850 мм
Колеса Ø 50 мм



ПТ-2

Подставка
медицинская
для тазов

С двумя тазами
объемом по 6,5 л,
основание Ø500 мм
Высота 850 мм
Колеса Ø 50 мм



ПСК-1

Подставка для
стерилизационных
коробок

Габариты (д/ш/в):
- 560x540x1140 мм

ПМ, ПИМ

ПОДСТАВКИ И ЕМКОСТИ МЕДИЦИНСКИЕ

- Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали



ПМ-1

Подставка для мусора

Габариты (д/ш/в):
- 420x440x800 мм
Колеса Ø 50 мм



ПИМ-1

Емкость для
использованного
материала

Основание Ø440 мм
Высота 850 мм
Колеса Ø 50 мм

ТП-Б, ТП-СК

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ

- Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали



ТП-Б

Для перевозки белья

Габариты (д/ш/в):
- 1000x600x1000 мм
Колеса Ø 150 мм



ТП-СК1

Для перевозки
стерилизационных
коробок

Габариты (д/ш/в):
- 1200x725x1000 мм
Колеса Ø 150 мм