


МЕДИН-САФИС

СТОЛЫ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЕ

- Рентгенохирургические столы с электромеханической регулировкой
- Двухскоростной режим продольного и поперечного сдвига
- Программируемые положения панели



Рентгенопрозрачная зона (обозначена зеленым цветом)

Антипролежневый матрас из вязкоэластичного материала, с эффектом памяти и антистатическим покрытием

Рентгенопрозрачная панель из карбонового волокна

Универсальные направляющие из нержавеющей стали

Педаль для фиксации стола

Сдвоенные колесные опоры Ø 75 мм

Кнопка аварийного отключения

Педаль тормоза колесных опор

Пульт управления вспомогательный

Пульт управления основной с джойстиком



Применяется совместно с комплектами КПП:


15 16 18 26 30 31 32 37 38 39 40 41 43

МЕДИН-САФИС

СТОЛЫ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЕ



ФУНКЦИИ	МЕДИН-САФИС	МЕДИН-САФИС 02
Изменение высоты панели		
Боковые наклоны панели		
Продольные наклоны панели		
Продольное перемещение панели		НЕТ
Поперечное перемещение панели		НЕТ
Возврат панели в «нулевое положение»		
Перевод стола в зафиксированное положение		



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




Траверса поперечная для монтажа приспособлений




Траверса с подголовником



Удлиннитель боковой планки стола



Ограждение для рук



Столик инструментальный



Столик для инъекций



Ремень для фиксации туловища



Боковой упор