

ОК-ГАММА

СТОЛЫ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ

- Общехирургические столы с механогидравлической регулировкой
- Оптимальное решение для подготовки и восстановления пациента, несложных хирургических операций, дневной хирургии

Головная секция с механической фиксацией

Механический излом спинной секции (ОК-ГАММА-01)

Литые полиуретановые подушки. Выполнены из огнеупорного, антистатического материала без применения латекса

Универсальные направляющие из нержавеющей стали

Регулируемые опоры для фиксации стола

Педаль регулировки высоты

Сдвоенные колесные опоры Ø 50 мм

Защитные кожухи колонны — нержавеющая сталь

Обшивка основания — особопрочный композитный материал

Применяется совместно с комплектами КПП:

- 01

05

07

08

10

12

14

15

16

17

18

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

ОК-ГАММА

СТОЛЫ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ



ФУНКЦИИ	ОК-ГАММА 01	ОК-ГАММА 02	ОК-ГАММА 03
Изменение высоты панели			
Боковые наклоны панели		НЕТ	
Продольные наклоны панели			
Наклоны спинной секции			
Наклоны головной секции			
Наклоны ножной секции			
Излом спинной секции		НЕТ	НЕТ

