

ТБП-01 / ТБП-01-Т

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ



- Тележка для перевозки больных с педальным гидроприводом регулировки высоты
- Размеры съемного матраса 1870x600x80 мм



Универсальная направляющая

Безопасные складные боковые ограждения с легкой фиксацией

Штатив для вливаний





Ударопоглощающие бамперы

Защитный кожух — ABS-пластик (ТБП-01-Т — металлический кожух основания)

Педаль тормоза

Обрезиненные колесные опоры Ø 200 мм (ТБП-01-Т — с центральным тормозом)

Педаль подъема и опускания панели (с обеих сторон)




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Механизм фиксации направления движения



Подголовник



Держатель кислородного баллона



Ремень грудной/ремень ножной



Перекладчик пациента складной