

ТБПУ / ТБПУ-Т

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ УМЫВАНИЯ БОЛЬНЫХ



- Специализированная маневренная тележка с педальным гидроприводом регулировки высоты
- Незаменима при уходе за тяжелобольными и пациентами с ограниченной подвижностью
- Ложе (ванна) имеет уклон в сторону слива



Полный слив воды в дренажную систему или напольную емкость

Матрас из гигиенического материала, удобен для проведения санитарной обработки

Подушка

Откидные ограждения с автоматической фиксацией при подъеме (со всех четырех сторон)

Высота борта ванны 220 мм




Защитный кожух — ABS-пластик

Ударопоглощающие бамперы

Сливной шланг

Обрезиненные колесные опоры Ø 200 мм (ТБПУ-Т — с центральным тормозом)

Педаль тормоза



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Механизм фиксации направления движения