

КН-01

КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



- Удобный эргономичный дизайн и габариты
- Плавная бесшумная регулировка наклона кровати при помощи газовой пружины
- Конструкция позволяет размещать кроватку непосредственно у кровати матери

Ванна-кювета




Матрас со съемным чехлом*

Корзина проволочная

Управление наклонами

Ударопоглощающие бамперы для защиты от повреждений

Обрезиненные колесные опоры Ø100 мм, две из которых с тормозом



*Изображение матраса носит рекламный характер