

ОК-ГАММА МОБИЛ
СТОЛЫ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ

- Общехирургические столы с механогидравлической регулировкой
- Простое перемещение благодаря антистатическим сдвоенным колесным опорам с центральным тормозом




Литые полиуретановые подушки.
Выполнены из огнеупорного,
антистатического материала
без применения латекса



Механический излом спинной
секции (ОК-ГАММА МОБИЛ-01)



Управление наклонами панели



Защитные кожухи колонны
и обшивка основания —
особопрочный
композитный материал

Сдвоенные колесные
опоры Ø 150 мм

Универсальные направляющие
из нержавеющей стали
на всех секциях панели
стола

Педаль центрального тормоза
и фиксации направления
движения

Педаль регулировки высоты



Применяется совместно с комплектами КПП:

- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ОК-ГАММА МОБИЛ
СТОЛЫ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ



ФУНКЦИИ	ОК-ГАММА МОБИЛ 01	ОК-ГАММА МОБИЛ 02	ОК-ГАММА МОБИЛ 03
Изменение высоты панели			
Боковые наклоны панели			НЕТ
Продольные наклоны панели			
Наклоны спинной секции			
Наклоны головной секции			
Наклоны ножной секции			
Излом спинной секции		НЕТ	НЕТ

