





МЕДИН-ЭЛПИС 02

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ



- Удобная и маневренная тележка с педальным гидроприводом регулировки высоты
- Управление тележкой доступно с обеих сторон
- Рентгенопрозрачная панель с туннелем для введения рентген кассет
- Размеры съемного матраса 1950x640x80 мм



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Механизм фиксации направления движения



Подголовник



Держатель перекладчика пациента



Держатель рентгеновской кассеты



Ремень для фиксации туловища



Столлик многоцелевой



Перекладчик пациента складной