

ОК-ОМЕГА

СТОЛЫ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПЕРЕНОСНЫЕ РАЗБОРНЫЕ

- Простота конструкции, позволяющая практически за несколько движений собрать классический общехирургический операционный стол, который сразу готов к использованию в полевых и экстремальных условиях
- Система транспортировки в двух специальных контейнерах



Литые полиуретановые подушки.
Выполнены из огнеупорного,
антистатического материала
без применения латекса

Механический излом спинной
секции (ОК-ОМЕГА 02)

Головная секция
с механической
фиксацией

Универсальные направляющие
из нержавеющей стали

Съемные рукоятки
регулировки наклонов
панели

Каркас основания —
нержавеющая сталь

Сдвоенные колесные
опоры Ø 100 мм с тормозом

Винтовые опоры для установки
стола в рабочее положение

Элементы панели и приспособления
укладываются в ложементы первого
контейнера (габариты 1200х800х510 мм)

Педаль подъема
и опускания стола

Рама основания фиксируется на поддоне
второго контейнера (габариты 830х610х1030 мм)



Применяется совместно с комплектами КПП:

01 05 07 08 10 12 15 16 17 18 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43

ОК-ОМЕГА

СТОЛЫ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПЕРЕНОСНЫЕ РАЗБОРНЫЕ



ФУНКЦИИ	ОК-ОМЕГА-01	ОК-ОМЕГА-02
Изменение высоты панели		
Боковые наклоны панели		
Продольные наклоны панели		
Наклоны спинной секции		
Наклоны головной секции		
Наклоны ножной секции		
Излом спинной секции	НЕТ	

